

Model James G6 / G7 Pro



JAMES 
NOTRUFUHR

BENUTZERHANDBUCH
DEUTSCH

UHREN HERSTELLER

Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung PO Box
12987 Blackrock Co.
Dublin Ireland

JAMES SOFTWARE

ilogs healthcare GmbH

Krone Platz 1
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich

Gender-Hinweis:

Personenbezogene Hinweise in diesem Handbuch umfassen jedes Geschlecht gleichermaßen.

BESTANDTEILE

Sobald Sie die Verpackung geöffnet haben, vergewissern Sie sich, dass folgende Komponenten vorhanden sind:

Notrufuhr

Ladekabel

Benutzerhandbuch

Sie benötigen einen USB-C-Adapter um die Uhr aufzuladen. Dieses ist nicht im Lieferumfang dabei.

HINWEIS: Sollte ein Bestandteil in der Verpackung fehlen, kontaktieren Sie unseren Support.

INBETRIEBNAHME

Aufladen

Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Stromstecker und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Legen Sie die Uhr auf die magnetische „Ladeplatte“.



TIPP: Die Batterielaufzeit beträgt bis zu **40 Stunden**. Das Aufladen dauert **ca. 1 Stunde**. Bei 15% Akkustand erfolgt eine Batterie-Warmmeldung auf der Uhr.

Einschalten

Drücken Sie den Steuerknopf der Uhr so lange, bis sich der Bildschirm einschaltet. Nach einem kurzen Startvorgang erscheint die Uhrzeit.



Aufwecken

Wenn die Uhr zehn Sekunden nicht benutzt wird, fällt der Bildschirm in den Ruhemodus. Sie können die Uhr durch kurzes Drücken des Steuerknopfes wieder aufwecken.

ALARM AUSLÖSEN

Drücken Sie den Knopf für mehrere Sekunden, bis Sie ein akustisches Signal hören und das SOS Symbol am Bildschirm sehen. Wenn Sie den Alarm nicht abbrechen, ruft die Uhr die Rufzentrale an.

TIPP: Mit einem Druck auf das "X" am Bildschirm, können Sie den Alarm in den ersten Sekunden noch abbrechen falls Sie z.B. ungewollt einen Alarm ausgelöst haben.



ALARM AUSLÖSEN

Während des Alarms wird die Situation telefonisch mit der Rufzentrale abgeklärt und wenn nötig, Hilfe organisiert. Zudem wird die Position an die Rufzentrale übermittelt, um schnelle Hilfe zu ermöglichen.



Telefonverbindung
mit Rufzentrale



SCHRITZÄHLER

Nach dem Einschalten können Sie mit einem kurzem Druck auf den Bildschirm Ihre aktuellen Tageschritten anzeigen. Die Schritte können in der

APP / Webportal jederzeit abgefragt werden.

Die Schritte werden jede Nacht wieder auf 0 gesetzt.



AUSSCHALTEN

Halten Sie beide Knöpfe so lange gedrückt, bis das Ausschalte-Symbol angezeigt wird. Drücken Sie auf das

Ausschalte-Symbol um die Uhr auszu-schalten.



Beide Knöpfe
gleichzeitig
lang drücken



Auf das Ausschalte-
Symbol am Bildschirm
drücken

ORTUNG IM HAUS

Die Ortung im Wohnbereich erfolgt durch den **JAMES Locator**, welcher zentral in Ihrer Wohnung in eine Steckdose angesteckt werden soll.



JAMES LOCATOR



HINWEIS: Bei Einfamilienhäuser oder größeren Wohnbereichen benötigen Sie zusätzlich weitere Locator.

Kostengünstig erhältlich bei Ihrer Rufzentrale bzw. beim JAMES Support.

TIPP: An eine zentral liegende Steckdose anstecken. Deckt eine 2-Zimmer-Wohnung ab.

SCHUTZKLASSE IP68

IP steht für „Ingress Protection“, also „*Eindringungsschutz*“. Es beschreibt, wie widerstandsfähig elektronische Geräte gegenüber Staub und Wasser sind.

Die James G6 Pro ist gemäß IP68:

- staubdicht (vollständiger Schutz gegen Eindringen von Staub),
- wasserbeständig bei kurzfristigem Untertauchen in klarem Süßwasser (bis zu 1,5 Meter Tiefe für max. 30 Minuten unter Laborbedingungen).

ACHTUNG: IP68 bedeutet NICHT „wasserdicht“ im Alltag!

Die Uhr darf folgenden nicht ausgesetzt werden:

- **Salzwasser (z.B. Meer)**
- **chlorhaltiges Wasser (z.B. Schwimmbad)**
- **heiße Seifenlauge (z.B. Badewanne, Abwasch)**
- **heißem Dampf (z.B. Sauna, heiße Dusche)**

Wasserschäden sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.

Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10°C und +40°C.

SUPPORT: WIR SIND FÜR SIE DA

AG Vitatel

Kägenhofweg 2

4153 Reinach / BL

Schweiz

00 41 61 261 62 46

support@vitaltel.ch

<https://www.vitaltel.ch/james-faq>

www.vitaltel.ch

Model James G6 Pro

AG Vitatel
Kägenhofweg 2
4153 Reinach
Schweiz

www.vitatel.ch